

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K27 (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Elisa, Chip - Camelbio

Número do item: CM0000118



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para Histona H3 Lisina 27 acetilada (H3K27ac). Validado para WB, DB, ELISA, ChIP. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa em epigenética e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K27                                                             |
| Observações/Apelido | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K27 |
| Espécie             | Humano                                                                                               |
| GeneID (humano)     | H3                                                                                                   |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo acetilado sintético em torno da K27 da Histona H3 humana (NP_003520.1)                      |
| Fonte               | Coelho                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Acetilados                                                                                |
| Aplicação           | WB, DB, ELISA, ChIP                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)                                               |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                        |
| Peso da Proteína    | 15kDa                                                                                                |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                        |