


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000141



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para histona H3 acetilada na lisina 4 (K4). Adequado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo, com previsão de ampla reatividade cruzada. Ideal para pesquisa epigenética e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético acetilado em torno da K4 da Histona H3 humana (NP_003484.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Espectro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Em saco de gelo