


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Acetil-Histona H4-K16 (P62805) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000099



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à lisina 16 acetilada da histona H4 humana (P62805), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reatividade cruzada predita de amplo espectro. Componente central do nucleossomo, fundamental para a regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H4-K16 Rabbit pAb
Observações/Alíase	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histona H4-K16
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo acetilado sintético ao redor de K16 da Histona H4 humana (NP_001029249.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Predição de Amplo Espectro)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo