


Mab Coelho Contra Acetil-Histona H4-K5 (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000112



introdução

O mAb Coelho contra Acetil-Histona H4-K5 (P62805) detecta a Histona H4 acetilada em Lys5 em humanos, camundongos e ratos. Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para pesquisa epigenética e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho contra Acetil-Histona H4-K5
Observações/Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Acetil-Histona H4-K5
Espécie	Humana
GeneID (humana)	8359
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo acetilado sintético ao redor do K5 da Histona H4 humana (P62805)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo