

Anticorpo Policlonais De Coelho Contra Actc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P68032

Número do item: CM0026770



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACTC1 de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. O alvo é a alfa-actina cardíaca, uma proteína citoesquelética chave. Ideal para pesquisa em músculo cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ACTC; ASD5; CMD1R; CMH11; LVNC4; ACTC1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	70
GeneID	70
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ACTC1 humano (NP_005150.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68032
Peso da Proteína	42kDa
Transporte	Bolsa de gelo