

Anticorpo Monoclonal De Alfa-Fetoproteína (Afp) De Camundongo Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número do item: CM0002953



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo recombinante humano para Alfa-Fetoproteína (AFP) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com AFP humano e de camundongo. Ideal para pesquisa em câncer e desenvolvimento fetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Alfa-Fetoproteína (AFP) de Camundongo
Observações/Alíase	AFPD; FETA; HPAPF; Alfa-Fetoproteína (AFP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	174
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-609 da Alfa-Fetoproteína (AFP) humana
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02771
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo