


Anti-14-3-3 Sigma Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Número do item: CM0018292



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o 14-3-3 sigma (stratifin) humano para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização celular, ciclo celular e biologia epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	14-3-3 sigma Rabbit pAb
Observações/Apelido	YWHAS; 14-3-3 sigma
Espécie	Humano
ID do Gene	2810
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do 14-3-3 sigma humano (NP_006133.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31947
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo