


Anticorpo Policlonal Anti-15-Pgdh/Hpgd Para Wb, Elisa - P15428

Número do item: CM0031038



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a 15-hidroxi prostaglandina desidrogenase humana, validado em WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo de prostaglandinas e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	15-PGDH/HPGD Rabbit pAb
Observações/Apelido	PGDH; PGDH1; PHOAR1; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
Espécie	Humano
GeneID	3248
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-266 da 15-PGDH/HPGD humana (NP_000851.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15428
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo