

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-A-Actina Do Músculo Liso (Acta2) Para Wb, Elisa - P62736

Número do item: CM0002732

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra α -Actina do Músculo Liso (ACTA2) humana, validado para WB e ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de citoesqueleto e músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti- α -Actina do Músculo Liso (ACTA2)
Observações/Apelido	ACTSA; α -Actina do Músculo Liso (ACTA2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	59
GeneID	59
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da α -Actina do Músculo Liso (ACTA2) humana (P62736)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62736
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo