


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-A2M1 Para Wb, Elisa - A8K2U0

Número do item: CM0024630



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao A2ML1 humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para investigar mecanismos de inibição de protease e biologia epidérmica, incluindo processos de descamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para A2ML1
Observações/Apêndice	OMS; p170; CPAMD9; A2ML1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	144568
ID do Gene	144568
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do A2ML1 humano (NP_653271.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	A8K2U0
Peso Molecular da Proteína	161kDa
Transporte	Saco de gelo