

Anticorpo Policlonal Anti-Abca8 Para Wb, Elisa - 094911

Número do item: CM0021169

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ABCA8, validado para Western blot e ELISA em humanos e ratos. Este transportador da caixa de ligação de ATP importa ânions orgânicos e media o efluxo de colesterol, tornando o anticorpo adequado para pesquisas sobre transporte de fármacos e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ABCA8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ABCA8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10351
GeneID	10351
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 425-495 do ABCA8 humano (NP_009099.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O94911
Peso Proteico	184kDa
Envio	Saco de gelo