


Anti-Abcg2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - Q9Unq0

Número do item: CM0004758



introdução

Anti-ABCG2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (Q9UNQ0) de alta qualidade validado para WB, IF-P, ELISA em Humano, Camundongo. Ideal para estudar resistência a drogas, transporte de urato e biologia de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCG2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9429
GeneID	9429
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do ABCG2 humano (NP_004818.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNQ0
Peso da Proteína	68kDa/72kDa
Envio	Saco com gelo