


Anti-Acaa2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42765

Número do item: CM0010364



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ACAA2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta 3-cetoacil-CoA tiolase (42kDa) humana, de rato e de camundongo, uma enzima mitocondrial de beta-oxidação de ácidos graxos. Ideal para pesquisa de IVD e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAA2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	DSAEC
Espécie	Humano
ID do Gene	10449
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-271 do ACAA2 humano (NP_006102.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42765
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo