

Anticorpo Policlonais Anti-Acad8 Para Wb, Elisa - Q9Z0M6

Número do item: CM0019228

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ACAD8 (IBDH/ARC42) para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre adesão e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAD8 Rabbit pAb
Observações/Alias	IBDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27034
GeneID	27034
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-415 da ACAD8 humana (NP_055199.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Z0M6
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo