

Anti-Acad9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9H845

Número do item: CM0026155



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ACAD9 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Essencial para estudos de montagem do complexo I mitocondrial e oxidação de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACAD9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NPD002; MC1DN20; ACAD9
Espécie	Humano
ID do Gene	28976 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do ACAD9 humano (NP_054768.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H845
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo