

Anticorpo Policlonais Anti-Acrv1 Para Wb, Elisa - P26436

Número do item: CM0026288

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ACRV1 (SP-10) humano, uma proteína acrossomal essencial para a função espermática. Validado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para biologia reprodutiva e desenvolvimento de diagnósticos de infertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACRV1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-265 da ACRV1 humana (NP_001603.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P26436
Peso Proteico	28kDa
Transporte	Saco de gelo