

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acsl1 Para Wb, Elisa - P33121

Número do item: CM0021610

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ACSL1 humano (long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1). Validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa sobre ativação de ácidos graxos, metabolismo lipídico e mecanismos de doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	ACSL1; ACS1; FACL1; FACL2; LACS; LACS1; LACS2; long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2180
GeneID	2180
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P33121
Peso da Proteína	76kDa/77kDa
Envio	Bolsa de gelo