


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Actl6A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Número do item: CM0026610



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a ACTL6A (BAF53A), validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de remodelação da cromatina e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTL6A pAb de Coelho
Observações/Apelidos	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	86
ID do Gene	86
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-120 da ACTL6A humana (NP_004292.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O96019
Peso Proteico	47 kDa
Transporte	Bolsa de gelo