

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adam9 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13443

Número do item: CM0007495

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ADAM9 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo, macaco. O ADAM9 é uma metaloprotease envolvida na adesão celular, migração e angiogênese tumoral. Ideal para pesquisas sobre câncer e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM9 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8754
GeneID	8754
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-210 do ADAM9 humano (NP_003807.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Macaco
SWISS	Q13443
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo