


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adamts4 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075173

Número do item: CM0024311



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ADAMTS4 humano (agrecanase-1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre artrite, degradação da cartilagem e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAMTS4 pAb de Coelho
Observações/Alias	ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 74-318 do ADAMTS4 humano (NP_005090.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075173
Peso Proteico	90kDa
Transporte	Saco de gelo