


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adcy10/Sac Para Wb E Elisa - Q96Pn6

Número do item: CM0019090



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ADCY10 humano (adenilil ciclase solúvel), validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo; ideal para estudos de sinalização de cAMP e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADCY10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SAC; HCA2; SACI; Sacy; hsAC; HEL-S-7a; ADCY10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55811
GeneID	55811
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do ADCY10 humano (NP_060887.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96PN6
Peso Proteico	187kDa
Envio	Saco de Gelo