

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adh4 Para Wb, Elisa - P08319

Número do item: CM0028576



introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ADH4 validado para WB e ELISA em amostras humanas, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de retinol e desidrogenase alcoólica. Explore matérias-primas confiáveis para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADH4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	127
GeneID	127
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-380 do ADH4 humano (NP_000661.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P08319
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo