


Anticorpo Policlonal Anti-Adk Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55263

Número do item: CM0013536



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra adenosina quinase humana (ADK). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de metabolismo de adenosina e modificação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADK Coelho pAb
Observações/Alias	AK; ADK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	132
GeneID	132
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-345 da ADK humana (NP_001114.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55263
Peso Proteico	41kDa
Transporte	Bolsa de gelo