

Anticorpo Policlonal Anti-Adnp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2P0

Número do item: CM0027333

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADNP humano (Q9H2P0) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo a proteína homeobox neuroprotetora dependente de atividade envolvida na regulação transcricional e sinalização WNT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADNP pAb Coelho
Observações/Apelido	ADNP1; HVDAS; MRD28; ADNP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23394
GeneID	23394
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 843-1102 do ADNP humano (NP_056154.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H2P0
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Saco com gelo