

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adra1A Para Wb, Elisa - P35348

Número do item: CM0009539



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao ADRA1A humano (receptor adrenérgico alfa-1A), adequado para Western blotting (WB) e ELISA. Detecta ADRA1A em ~51 kDa em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADRA1A Rabbit mAb
Observações/Alias	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Espécie	Humano
GeneID	148
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 150-250 do ADRA1A humano (P35348)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P35348
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo