

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aer61/Eogt Para Wb E Elisa - Q5NdI2

Número do item: CM0003734

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a transferase O-linked N-acetylglucosamine específica de domínio EGF humano (EOGT/AER61). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de glicobiologia e modificação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AER61 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AOS4; AER61; EOGT1; C3orf64
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	285203
GeneID	285203
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do AER61 humano (NP_775925.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5NDL2
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo