


## Anticorpo Monoclonal Anti-Afg3L2 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4W6

Número do item: CM0010031



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AFG3L2 humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de proteases mitocondriais e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | AFG3L2 Rabbit PolymAb®                                                                                                      |
| Observações/Apelidos | OPA12; SCA28; SPAX5                                                                                                         |
| Espécie              | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano)  | 10939                                                                                                                       |
| ID do Gene           | 10939                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 538-797 de AFG3L2 humano (NP_006787.2) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                      |
| Aplicação            | WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS                | Q9Y4W6                                                                                                                      |
| Peso da Proteína     | 89 kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Embalagem de gelo                                                                                                           |