

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Agk Para Wb E Elisa - Q53H12

Número do item: CM0002497



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo anti-AGK de alta qualidade validado para aplicações de WB e ELISA. Específico para acilglicerol quinase humana, uma lipídio quinase mitocondrial envolvida na produção de LPA/PA e importação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo AGK
Observações/Apelido	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55750
GeneID	55750
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-422 da AGK humana (NP_060708.1)
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q53H12
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo