

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Agr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95994

Número do item: CM0003754



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho AGR2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta AGR2 humano e de rato, um proto-oncogene envolvido na secreção de muco e adesão celular. Ideal para pesquisa em câncer e vias secretoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho AGR2
Observações/Apelido	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10551
GeneID	10551
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do AGR2 humano (O95994).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O95994
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo