


Anticorpo Policlonais Anti-Aif Para Wb, If, Ihc, Elisa - 095831

Número do item: CM0016592



introdução

Este anticorpo policlonal AIF (O95831) é validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reage com AIF humano, de camundongo e rato. Adequado para estudos de apoptose e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AIF pAb de coelho
Observações/Apelidos	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Espécie	Humano
GeneID	9131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 334-613 do AIF humano (NP_004199.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95831
Peso Proteico	67kDa
Transporte	Bolsa de gelo