

Anticorpo Monoclonal Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Número do item: CM0007675



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao AIF1/IBA1 humano (SWISS P55008). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de ativação de macrófagos, ligação à actina e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® de Coelho para AIF1/IBA1
Observações/Apelido	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	199
GeneID	199
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 do AIF1/IBA1 humano (NP_001614.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55008
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Em saco de gelo