

Anticorpo Policlonal Anti-Aif1/Iba1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Número do item: CM0020763



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AIF1/IBA1 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de ativação de macrófagos, inflamação vascular e migração de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AIF1/IBA1 pAb de coelho
Observações/Alíás	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	199
GeneID	199
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 de AIF1/IBA1 humano (NP_001614.3))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P55008
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo