

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aim2 Para Wb, Elisa - Q91Vj1

Número do item: CM0023590



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Aim2 validado para Western blot e ELISA. Detecta Aim2 de camundongo e apresenta reatividade cruzada com rato. Adequado para estudar ativação de inflamassomo, resposta a danos no DNA e mecanismos de supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aim2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Gm1313; Ifi210; Aim2
Espécie	Camundongo
ID do Gene	383619
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do Aim2 de camundongo (NP_001013801.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q91Vj1
Peso da Proteína	40kDa
Transporte	Saco de gelo