

Anticorpo Policlonal Anti-Ak2 Para Wb E Elisa - P54819

Número do item: CM0026304



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AK2 humano, validado para WB e ELISA. Útil para pesquisa de homeostase energética mitocondrial, metabolismo de nucleotídeos e hematopoiese. Reage cruzadamente com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AK2 pAb Coelho
Observações/Apelido	ADK2; AK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	204
GeneID	204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-232 do AK2 humano (NP_001616.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54819
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo