


Anticorpo Policlonal Anti-Akr1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14550

Número do item: CM0017040



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKR1A1 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre desintoxicação de aldeídos e metabolismo de fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AKR1A1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10327
ID do gene	10327
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-325 da AKR1A1 humana (NP_006057.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P14550
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo