

Anticorpo Policlonal Anti-Akt1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749

Número do item: CM0016417



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho AKT1 de alta qualidade validado para aplicações de WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta AKT1 humano, de rato e de camundongo (~56 kDa). Ideal para estudos de sinalização PI3K/AKT, sobrevivência celular e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	AKT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-480 do AKT1 humano (NP_005154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso Molecular da Proteína	56 kDa
Envio	Em saco de gelo