

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akt1/Akt2/Akt3 Para Wb, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Número do item: CM0024318



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKT1/AKT2/AKT3, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização AKT em câncer, metabolismo e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKT1/AKT2/AKT3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-123 de AKT1/AKT2/AKT3 humano (NP_005154.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo