


Anti-Akt1S1/Pras40 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96B36

Número do item: CM0030710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a AKT1S1/PRAS40, um regulador negativo chave de mTORC1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Peso molecular de 27kDa. Útil para pesquisa de crescimento celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKT1S1/PRAS40 pAb de coelho
Observações/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84335
GeneID	84335
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96B36
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo