

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Desa-Hidrogenase De Álcool Para Wb, Elisa - P07327

Número do item: CM0014450



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Desidrogenase de Álcool 1A humana (ADH1A), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para estudar o metabolismo do álcool e a oxidação do etanol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Desidrogenase de Álcool pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	ADH1A; ADH1; Desidrogenase de Álcool
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	124
GeneID	124
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-300 da Desidrogenase de Álcool humana (NP_000658.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P07327
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo