


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh1A1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P00352

Número do item: CM0002988



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para ALDH1A1 humano (ALDC, RALDH1). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de ácido retinoico e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1A1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Espécie	Humano
ID do Gene	216
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB/IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00352
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo