


Anticorpo Policlonal Anti-Aldh1A3 Para Wb E Elisa - P47895

Número do item: CM0016547



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ALDH1A3 validado para Western blot e ELISA. Detecta ALDH1A3 humano e de camundongo, uma retinaldeído desidrogenase crítica para a síntese de ácido retinoico e desenvolvimento ocular embrionário. Ideal para pesquisas em metabolismo e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1A3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ALDH6; MCOP8; RALDH3; ALDH1A6; ALDH1A3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	220
ID do Gene	220
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 da ALDH1A3 humana (NP_000684.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P47895
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo