

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aldh4A1 Para Wb, Elisa - P30038

Número do item: CM0013302



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ALDH4A1 humana (Delta-1-pirrolina-5-carboxilato desidrogenase). Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa sobre metabolismo da prolina, ciclo da ureia e distúrbios mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH4A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8659
ID do Gene	8659
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 354-563 da ALDH4A1 humana (NP_003739.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P30038
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo