


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh5A1/Ssadh Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51649

Número do item: CM0007111



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao ALDH5A1/SSADH humano para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de metabolismo do GABA e mitocondrial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Aldeído desidrogenase 5-A1/SSADH/ALDH5A1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)                |
| Observações/Apelido | SSDH; SSADH; Aldeído desidrogenase 5-A1                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                       |
| GeneID (humano)     | 7915                                                                                         |
| GeneID              | 7915                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 777-976 do ALDH5A1 humano (NP_001071.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                       |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                     |
| SWISS               | P51649                                                                                       |
| Peso Proteico       | 57kDa                                                                                        |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                              |