

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aldh6A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02252

Número do item: CM0025160



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ALDH6A1, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Detecta a metilmalonato-semialdeído desidrogenase mitocondrial envolvida no catabolismo de valina/timina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH6A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4329
ID do Gene	4329
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 326-535 da ALDH6A1 humana (NP_005580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02252
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo