

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfatase Alcalina (Alpl) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05186

Número do item: CM0017511



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à fosfatase alcalina humana (ALPL), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre mineralização esquelética e termogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Fosfatase alcalina (ALPL), pAb de coelho
Observações/Aliases	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Fosfatase alcalina (ALPL)
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	249
ID do gene	249
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-260 da fosfatase alcalina humana (ALPL) (NP_000469.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P05186
Peso da proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo