

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfatase Alcalina (Alpl) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05186

Número do item: CM0017856



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a fosfatase alcalina humana (ALPL) para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre mineralização esquelética, biomineralização e metabolismo da vitamina B6.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | Fosfatase alcalina (ALPL), pAb de coelho                                                                                                        |
| Observações/Alias   | HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Fosfatase alcalina (ALPL)                                          |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                          |
| ID do gene (humano) | 249                                                                                                                                             |
| ID do gene          | 249                                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-440 da fosfatase alcalina humana (ALPL) (NP_000469.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Reatividade cruzada | Humana, camundongo, rato                                                                                                                        |
| SWISS               | P05186                                                                                                                                          |
| Peso da proteína    | 57 kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                   |