

## Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01023

Número do item: CM0008560



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Alfa-2-Macroglobulina (A2M) humana, um inibidor de protease chave. Validado para western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica em parafina e ELISA. Funciona em espécies humana, de camundongo e rato. Ideal para estudar mecanismos de inibição de proteinases.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Alfa-2-Macroglobulina (A2M)                    |
| Observações/Apelido | A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Alfa-2-Macroglobulina (A2M)                          |
| Espécie             | Humana                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 2                                                                                  |
| GeneID              | 2                                                                                  |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1200-1300 da A2M humana (P01023) |
| Fonte               | Coelho                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                             |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                           |
| SWISS               | P01023                                                                             |
| Peso Proteico       | 163 kDa                                                                            |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                    |