

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Als2Cr1 Para Wb, Elisa - Q9Gzt8

Número do item: CM0008900

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à ALS2CR1 humana (proteína 1 semelhante à NIF3), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de diferenciação neuronal e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho ALS2CR1
Observações/Apelido	CALS-7; MDS015; ALS2CR1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	60491
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9GZT8
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo