

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Amacr/P504S Para Wb, Elisa - Q9Uhk6

Número do item: CM0007036

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-AMACR/p504S validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do metabolismo peroxissomal de ácidos graxos e da síntese de ácidos biliares. AMACR/p504S (Q9UHK6).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-AMACR/p504S
Observações/Apelido	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	23600
ID do gene	23600
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-138 da AMACR humana (NP_055139.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UHK6
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo