


Anticorpo Policlonal Anti-Amh Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P03971

Número do item: CM0024727



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMH humano (fator inibidor de Müller/MIS). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA e reage com humano, rato, camundongo. Ideal para biologia reprodutiva e estudos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMH Rabbit pAb
Observações/Apelido	MIF; MIS; AMH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	268
GeneID	268
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-560 do AMH humano (NP_000470.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03971
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de Gelo